

## 订货信息

### Ordering Information

- 适配导丝: 0.018" / 0.035"
- 标称压力: 8 atm (全型号)
- 额定爆破压: 20 atm (全型号)
- 推送杆长度: A - 50cm ; B - 90cm ; C - 130cm

| 0.018" |                 | 球囊直径            |                 |                 |                 |  |
|--------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| 球囊长度   | 4.00mm          | 5.00mm          | 6.00mm          | 7.00mm          | 8.00mm          |  |
| 20mm   | DKT18-4020A/B/C | DKT18-5020A/B/C | DKT18-6020A/B/C | DKT18-7020A/B/C | DKT18-8020A/B/C |  |
| 40mm   | DKT18-4040A/B/C | DKT18-5040A/B/C | DKT18-6040A/B/C | DKT18-7040A/B/C | DKT18-8040A/B/C |  |
| 60mm   | DKT18-4060A/B/C | DKT18-5060A/B/C | DKT18-6060A/B/C | DKT18-7060A/B/C | DKT18-8060A/B/C |  |
| 80mm   | DKT18-4080A/B/C | DKT18-5080A/B/C | DKT18-6080A/B/C | DKT18-7080A/B/C | DKT18-8080A/B/C |  |

| 0.035" |                 | 球囊直径            |                 |                 |                 |  |
|--------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| 球囊长度   | 4.00mm          | 5.00mm          | 6.00mm          | 7.00mm          | 8.00mm          |  |
| 20mm   | DKT35-4020A/B/C | DKT35-5020A/B/C | DKT35-6020A/B/C | DKT35-7020A/B/C | DKT35-8020A/B/C |  |
| 40mm   | DKT35-4040A/B/C | DKT35-5040A/B/C | DKT35-6040A/B/C | DKT35-7040A/B/C | DKT35-8040A/B/C |  |
| 60mm   | DKT35-4060A/B/C | DKT35-5060A/B/C | DKT35-6060A/B/C | DKT35-7060A/B/C | DKT35-8060A/B/C |  |
| 80mm   | DKT35-4080A/B/C | DKT35-5080A/B/C | DKT35-6080A/B/C | DKT35-7080A/B/C | DKT35-8080A/B/C |  |

# D·Kutting™

NC 刻痕球囊扩张导管  
PTA Scoring Balloon

国械注准20223031527

鼎科医疗  
DK MEDTECH



定向刻痕  
六边战士



鼎科医疗技术(苏州)有限公司

☎ 0512-69880808

✉ cs@dkmedtech.com


🌐 www.dkmedtech.com

📍 苏州工业园区苏虹西路9号新虹产业园5号楼

鼎科医疗  
DK MEDTECH

# D·Kutting™

## 刻痕球囊扩张导管



### 刻痕件120°定向分布

定向、均匀、规则撕裂内膜




### 专利镍钛绕簧技术

保障球囊过弯能力




### 三角金属刻痕件

更强的压力聚焦作用



### 高爆破压

更高扩张成功率与管腔获得



### 柔顺性佳

贴合血管形态



### 型号齐全

适合下肢动脉与血透通路

### 定向刻痕·六边战士

●○○○○○

用于扩张髂动脉、股动脉、腓股动脉、腘动脉、腘下动脉和肾动脉内的病变，治疗自体或人工透析动静脉内瘘阻塞。