


D·Kross™ OTW

冠脉同轴型球囊 Coronary OTW Balloon Catheter



向日葵医疗提供专业学术支持



产品信息

D·Kross 冠脉同轴型球囊，提供1.5–4.5mm不同直径及6–25mm不同长度搭配，满足不同介入手术中需求。
6mm的短长度，特别适合Marshall韧带消融等手术中快速到位及封堵的需求。

常用订货型号	球囊标称直径(mm)	球囊标称长度(mm)	标称压力(atm)	额定爆破压(atm)
OIB-1506	1.5	6	6	14
OIB-2006	2.0	6	6	14
OIB-2506	2.5	6	6	14
OIB-1510	1.5	10	6	14
OIB-2010	2.0	10	6	14
OIB-2510	2.5	10	6	14

兼容导丝的最大直径为0.014英寸（0.36mm）。10mm及以上长度有2个不透光显影带
更多型号选择请咨询当地销售。

压力 (atm)	球囊直径(mm)												
	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50
6	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.24	3.49	3.73	3.98	4.23	4.50
8	1.55	1.80	2.05	2.31	2.56	2.82	3.04	3.28	3.54	3.78	4.04	4.29	4.71
10	1.60	1.85	2.11	2.37	2.64	2.90	3.14	3.39	3.65	3.91	4.17	4.43	4.87
12	1.65	1.90	2.16	2.43	2.70	2.97	3.23	3.49	3.76	4.02	4.29	4.56	5.03
14	1.71	1.96	2.22	2.50	2.77	3.05	3.32	3.59	3.86	4.13	4.41	4.69	5.19

● 标称压力 (NP) ● 额定爆破压 (RBP)

注册信息：国械注准20223031330

鼎科医疗技术（苏州）有限公司

- 苏州工业园区生物医药园B1楼301-305单元
- 0512-81880801
- www.dkmedtech.com
- cs@dkmedtech.com

向日葵医疗科技（上海）有限公司

- 上海市普陀区常德路1211号1401室
- 021-52385288
- www.sf-medtech.com
- cs@sf-medtech.com