


## 订货信息

### Ordering Information

适配导丝：0.018" / 0.035"



0.018"		球囊直径			
球囊长度	4.00mm	5.00mm	6.00mm	7.00mm	8.00mm
20mm	ASD18-4020A/B/C	ASD18-5020A/B/C	ASD18-6020A/B/C	ASD18-7020A/B/C	ASD18-8020A/B/C
40mm	ASD18-4040A/B/C	ASD18-5040A/B/C	ASD18-6040A/B/C	ASD18-7040A/B/C	ASD18-8040A/B/C
60mm	ASD18-4060A/B/C	ASD18-5060A/B/C	ASD18-6060A/B/C	ASD18-7060A/B/C	ASD18-8060A/B/C
80mm	ASD18-4080A/B/C	ASD18-5080A/B/C	ASD18-6080A/B/C	ASD18-7080A/B/C	ASD18-8080A/B/C
命名压	8atm				
额定爆破压	20atm				18atm

0.035"		球囊直径			
球囊长度	4.00mm	5.00mm	6.00mm	7.00mm	8.00mm
20mm	ASD35-4020A/B/C	ASD35-5020A/B/C	ASD35-6020A/B/C	ASD35-7020A/B/C	ASD35-8020A/B/C
40mm	ASD35-4040A/B/C	ASD35-5040A/B/C	ASD35-6040A/B/C	ASD35-7040A/B/C	ASD35-8040A/B/C
60mm	ASD35-4060A/B/C	ASD35-5060A/B/C	ASD35-6060A/B/C	ASD35-7060A/B/C	ASD35-8060A/B/C
80mm	ASD35-4080A/B/C	ASD35-5080A/B/C	ASD35-6080A/B/C	ASD35-7080A/B/C	ASD35-8080A/B/C
命名压	8atm				
额定爆破压	20atm				18atm

# Dissolve™ AV

鼎科医疗  
DK MEDTECH

NC 外周刻痕药物球囊  
Peripheral Scoring DCB



三剑合璧  
守护通途




鼎科医疗技术（苏州）有限公司  
☎ 0512-69880808  
✉ cs@dkmedtech.com  
🌐 www.dkmedtech.com  
📍 苏州工业园区苏虹西路9号新虹产业园5号楼

鼎科医疗  
DK MEDTECH

# 第3代药物球囊



高压  
刻痕  
药涂



- 国械注准20233030980
- 适用于血液透析通路的经皮腔内血管成形术  
自体或人工动静脉透析通路狭窄病变的PTA术治疗


## 高爆破压

- 最高RBP: 20atm
  - 更高的扩张成功率与管腔获得  
上市前RCT临床试验 (NCT04226599)
- 靶病变扩张成功率:  
实验组 96.33% vs 对照组 91.82%
- 术后即刻管腔获得:  
实验组 3.40mm vs 对照组 2.93mm



## 定向刻痕

- 三角镍钛金属刻痕件固定于球囊表面
- 刻痕件顶部压强为传统球囊的598倍
- 定向、规则扩张狭窄
- 轻松过弯, 贴合血管形态



## 药物涂层

- 上市前RCT临床试验 (NCT04226599)
  - 术后6个月靶病变一期通畅率
- N=220 所有病变 试验组 82.8% vs 对照组 59.0%
- N=40 AVG病变 试验组 78.3% vs 对照组 29.4%

